

 <p>Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina</p>	<p>Procedimento Operacional Padronizado (POP) <b>GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b></p> <p><b>Utilização, colocação, retirada e Limpeza do Protetor de Face (Face Shield)</b></p>	<p><b>POP nº 01/GAS/HU-UFSC</b></p> <p><b>Versão: 01</b> Próxima revisão:</p>
<p><b>Elaborado por:</b></p>	<p>Mariana Oliveira, Francine Lima Gelbcke, Claudia M. S. Oliveira, Graciele Trentin.</p>	<p><b>Data de criação:</b> 24/03/2020</p>
<p><b>Revisado por:</b></p>		<p><b>Data de revisão:</b></p>
<p><b>Aprovado por:</b></p>		<p><b>Data de aprovação:</b></p>
<p><b>Local de guardo do documento:</b></p>		
<p><b>Responsável pelo POP e pela utilização:</b></p>		
<p><b>Objetivo:</b></p>	<p>Orientar a colocação, retirada e higienização adequada dos protetores faciais (Face Shield), produzidos para serem utilizados na pandemia de coronavírus - COVID-19</p>	
<p><b>Setor:</b></p>		<p><b>Agentes:</b> enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e demais equipes de saúde de instituições de saúde</p>

### 1. Definição e Utilização

Os protetores faciais (com cobertura da face e das laterais do rosto) deverão ser utilizados sempre que houver risco de exposição do profissional às secreções corporais, ao sangue e excreções. São de uso, preferencialmente individual, utilizado em casos de procedimentos que produzam aerossol e/ou gotículas (Anvisa, 2020). O Protetor facial foi confeccionado com o material acetato. A utilização do protetor facial (face shield) não substitui o uso do óculos de proteção.

## 2. Colocação do Protetor Facial

- Realizar a lavagem das mãos com água e solução degermante ou assepsia com álcool gel 70% com a técnica adequada.
- Paramentar-se com avental.
  
- Colocar a máscara cirúrgica ou N95.
- Colocar óculos de proteção.
- Colocar protetor facial.
- Colocar touca descartável (deve cobrir o elástico do protetor facial).
- Colocar luvas.
- Toda a colocação de (Equipamentos de Proteção Individual - (EPI) seguir o passo a passo preconizado pela Anvisa.

## 3. Retirada do Protetor Facial

- Retire as luvas.
- Lave as mãos com água e sabão ou álcool à 70°.
- Retire o avental.
- Higienize as mãos com álcool a 70°
- Retire a touca.
- Retire o protetor facial tocando pelo elástico.
- Retirar o óculos
- Retire a máscara cirúrgica ou N95.
- Lave as mãos com solução degermante.

## 4. Limpeza do Protetor facial

- Realize a limpeza do protetor facial:
  - o desmontar a máscara, desconectar o visor da coroa/carneira,
  - o retirar o elástico;
  - o lavar a coroa/carneira com água e sabão,
  - o enxaguar e secar,
  - o higienizar a máscara (acetato) com quaternário de amônia + biguanida ou outro padronizado na instituição;
  - o a limpeza do protetor facial deverá ocorrer ao final de cada uso.
  - o trocar o elástico sempre que houver sujidade visível.

## 5. Referências

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). Norma técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (atualizado em 21/03/2020). Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acessado em: 24/03/2020.